



Dosage d'un produit d'entretien

Matériel commun

- Acide chloridrique 0,1 M (70 mL/binôme $\Rightarrow V_{\text{tot}} \geq 1,5 \text{ L}$)
- Déboucheur Destop (2 g par binôme)
- Bleu de thymol
- Pipette Pasteur

Matériel paillasse élève

- Burette graduée
- Fiole jaugée 100 mL
- Pipette jaugée 20 mL + propipette
- Bécher 100 mL ($\times 2$)
- Bécher 50 mL ($\times 1$)
- Pot de confiture (bécher poubelle)
- Balance précise
- pH-mètre (étalonné)
- conductimètre (étalonné)
- agitateur magnétique
- eau distillée

Bidons de récupération

- Acide/Base